



衛生管理 エチレン酢酸ビニール製 屋内用



新製品
専用除菌剤


フミ・フミマット®

- ステンレス製の受け皿にブラシ形状のマットを組み合わせた衛生対策用マットです。(除菌剤は別途です。)
- 別注サイズ対応可能です。(最大 850mm × 1950mm 迄)


出荷日目安※A 規格：約2~3日 別注サイズ：約2週間



- 材質：本体/エチレン酢酸ビニール
受け皿/ステンレス t=1.2
クッション/ポリウレタン
フォーム
スロープ/塩化ビニール




- カラー：グリーン
- 1枚重量：規格/約 9.8kg
- 1㎡重量：別注サイズ/約 15.7kg
- 1ケース入数：1枚



①規格サイズ 490-0110

| 規格・品番 | |
|------------|----------|
| グリーン | 除菌剤 |
| ① 490-0110 | - |
| ② 490-0120 | - |
| ③ - | 080-0110 |



別注サイズ(スロープ無し)を使用する事で、落とし込みでの設置も可能です。

衛生管理 エチレン酢酸ビニール製 屋内用



新製品
専用除菌剤



フミ・フミマット ゴムフレーム

- ゴム製の受け皿にブラシ形状のニューエルバーマットを組み合わせた衛生対策用マットです。(除菌剤は別途です。)

出荷日目安※A 約2~3日 塩ビ不使用



- 材質：本体/エチレン酢酸ビニール
受け皿フレーム/天然ゴム
- カラー：グリーン
- 1枚重量：約 5kg
- 1ケース入数：1枚
- マット部サイズ：600 × 900mm



④本体 490-0100

| 規格・品番 | |
|------------|----------|
| グリーン | 除菌剤 |
| ④ 490-0100 | - |
| ⑤ - | 080-0110 |




③⑤専用除菌剤 G6000 080-0110

- 除菌剤 G6000 の使用方法
本品は原液のままご使用ください。マット全体に浸透するまで充分注いでください。初回の使用量は約 3.5~4.0L 程度(靴底が濡れる程度)が適量です。使用頻度により液の減り方は異なりますが、常時靴底が濡れる程度まで随時本品を補充してください。
- それ以外の液剤を使用する場合※C

製品について

- ※ 材質上、記載サイズ表示に多少の寸法誤差がございますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かさないように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返して最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。

- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配達できない送付先(現場・階上・時間等)があります。
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Web サイトをご確認ください。
- ※ 品質資料は P305 以降、JAN コードは Web サイトをご確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外觀および仕様を変更させていただく場合があります。




防塵・抗菌 ポリエチレン製 屋内用

粘着マット (抗菌)

- 靴裏のミクロのゴミを取り除く積層タイプの粘着マットです。
- 使い捨てのフィルムは1枚ずつ剥がせますので足元をいつもクリーンに保つ事が可能です。


出荷目安※A 約2~3日 **バラ出荷可能** 1シート・1枠単位




- 材質：フィルム/ポリエチレン
粘着材/アクリル系樹脂
フレーム/EVA製
- フィルム1シート積層数：60枚
- 1シート重量：約1.8kg/シート
- 1ケース入数：フィルム/4シート
フレーム/5枠

| 抗菌性能 | 抗菌活性値 |
|---------|-------|
| 黄色ブドウ球菌 | 4.8 |
| 大腸菌 | 6.2 |


※抗菌性能評価基準/抗菌活性値 2.0以上



| 規格 | 仕様：奥行×間口 | 価格 (カッコ内 10%税込) |
|-----------|--------------|-------------------------------|
| ⑥抗菌BS・強粘着 | 600 × 900mm | 1シート/ ¥24,000 (26,400) |
| ⑦抗菌G・標準粘着 | 600 × 900mm | 1シート/ ¥24,000 (26,400) |
| ⑧フレーム | 720 × 1020mm | 1枠/ ¥21,000 (23,100) |



⑥抗菌BS 492-0050 + ⑧フレーム 492-0080



床面をきれいに拭き、フレーム裏面の両面テープの保護テープを剥がし、床面にセットしてください。

粘着マット裏面の保護フィルムを剥がし、フレームにセットしてください。

表面の保護フィルムを剥がしてください。マットの吸着面が現れます。

フィルムの表面が汚れたら、粘着力が低下したら、1枚ずつ剥がしてください。

| 規格・品番 | | |
|------------|----------|----------|
| 抗菌BS | 抗菌G | フレーム |
| ⑥ 492-0050 | - | - |
| ⑦ - | 492-0060 | - |
| ⑧ - | - | 492-0080 |



隣のガイドから簡単にフィルムを1枚ずつ剥がす事が可能です。※D

防塵・抗菌 ナイロン製 屋内用

エンプレス抗菌マット


- 3種類のパイルが優れた防塵、吸水効果を発揮します。
- バッキングベースに抗菌剤を配合しています。

出荷目安※A 約2~3日 **塩ビ不使用** **バラ出荷可能**



- 材質：パイル/BCFナイロン, ユニフレッシュャー, ナイロンモノフィラメント
カットパイル長/約8mm, ループパイル長/約6mm
バッキング/塩化ビニール2mm (抗菌剤配合)
- カラー：グレー
- 1枚重量：約2.2kg ● 1ケース入数：10枚

| 規格 | 仕様：奥行×間口×高さ | 価格 (カッコ内 10%税込) |
|--------|------------------|-----------------------------|
| ⑨#6・抗菌 | 600 × 900 × 10mm | 1枚/ ¥10,800 (11,880) |



⑨#6・抗菌

⑨#6・抗菌・グレー 496-0070

| 規格・品番 |
|-------|
| グレー |

⑨ 496-0070

スマートフォンで閲覧可能です。図面・品質

製品脚注

- ※A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご了承ください。
- ※B 質量に対する鉛含有0.1wt%以下。
- ※C 消毒液又は洗浄液は、必ず指定された濃度に薄めてから受皿に入れてご使用ください。原液を入れられますと、マットの変色・変質の原因になる場合があります。

※D フィルムをはがす際のガイドの位置はロットにより異なります。

グレーチング
金属マット
シヨウノアタママット
玄関マット
フロアマット
シートマット
スノコ・チェッカー
布マット
人工芝
点字マット
機能マット